



## SCHEDA TECNICA

Codice/ref.	<b>ACQ414</b> lavaggio oculare 500ml <b>ACQ408</b> lavaggio oculare 250ml <b>ACQ409</b> lavaggio oculare 100ml
Prodotto:	Lavaggio oculare
Destinazione d'uso:	Lavaggio oculare e irrigazione di ferite. Procedura di primo soccorso.
Assemblatore	PVS spa - Via L. da Vinci 18, 20051 Cassina de Pecchi – Italy
Marcatura CE:	I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017.

### Descrizione:

Flacone destinato alla procedura di primo soccorso oculare e all'irrigazione delle ferite.

### Dimensioni:

(L x P x L): 320 x 410 x 80 mm  
Peso: 1,20 kg

### Composizione del kit:

2 flaconi di NACI 0.9% 500ml- prodotto da BBraun Melsugen AG – Dispositivo Medico di classe IIA ai sensi della Direttiva MDD 93/42/EEC

1 tappo/doccetta oculare in polietilene, non dispositivo medico



\*Immagini puramente indicative



### GESTIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento.  
Temperatura compresa tra +5°C e +25°C



Evitare di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.



Tenere in un luogo asciutto



### PRECAUZIONI

Ci sono informazioni da leggere



Leggere le istruzioni d'uso



Non usare se l'imballaggio risulta danneggiato



Data di scadenza data dal Fabbricante del DM



### INFORMAZIONI REGOLATORIE

Il seguente sistema procedurale DROP, assemblato da PVS SpA, è conforme alle prescrizioni del Regolamento EU 2017/745.

PVS ha redatto la Dichiarazione di Conformità per il sistema DROP in accordo all'articolo 22 del Regolamento EU 2017/74

### INFORMAZIONI SULL'ELIMINAZIONE E LO SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei materiali è indicato sulla confezione con apposita simbologia

### ALLEGATI

- Scheda tecnica BBraun
- Dichiarazione conformità secondo ART. 22